

EN


Carefully read the following instructions before use.

Description of the device

The Rocamed urethral stent is a sterile single use device comprising two tubular sections in silicone linked by a connecting thread. The stent enables urine drainage outside of the bladder. The two parts of the stent present vertically on each side of the striated sphincter and to avoid migration of the stent. The stent is supplied mounted on its insertion device. The Rocamed urethral stent is for single use (30 days maximum).

EXIME®-M : bladder neck-prostatic apex distance < 5 cm

EXIME®-L : distance apex-coll vesical : 5-7 cm



1. Prostatic part
2. Bulbar part of the stent
3. Connecting thread between the two parts
4. Stabilising wings
5. Safety and removal thread
6. Pusher tube
7. Flattener tube of the wings
8. Flattener tube pink bumper
9. Luer connection between pusher tube and stylet of alignment.

Indications

The Rocamed urethral stent is for drainage of the urine from the bladder via the urethral canal in the adult male in acute or chronic urine retention.

Contraindications

Infection of the genito-urinary system, macroscopic haematuria with clots, sphincter insufficiency. Urinary tract diseases, such as urethral stenosis, urethral false route, bladder stones or other significant diseases that may affect the normal functioning of the device.

Do not use after treatment with a physical agent generating prostatic oedema and possibly macroscopic haematuria (such as, hypo-fractionated radiotherapy, brachytherapy, focused ultrasound, trans-urethral micro-wave thermotherapy...), until the urine becomes clear (48h minimum).

Do not use, when, on the advice of the doctor, such a procedure would be contrary to the greater interest of the patient.

Possible complications

Urinary urgency, weak urinary stream, acute urinary retention, urinary leaks, urethral inflammation, bladder lithiasis, haematuria, acute prostatitis, orchiepididymitis, perineal pain, urinary infection, fever, retrograde ejaculation, and other typical complications linked to the placement of urethral stents.

Adverse events

The adverse events associated with the use of this device include, without being limited to: migration, expulsion, encrustation of the device, breakage of the connection thread between the two tubes of the device, breakage of the removal thread, false urethral route at the time of placement of the device.

Precautions

The following instructions for use must be scrupulously followed in order to ensure correct placement and correct functioning of the device and the safety of the patient:

1. Placement and removal of this device are reserved for practitioners specialised in surgical urology.
2. Do not use the device if the packaging is damaged, compromising the integrity of the latter and/or its sterility.
3. Do not use the device if it has exceeded the expiry date.
4. Check the integrity of the device before use. Do not use in case of suspicion about its integrity.
5. After insertion, regular monitoring of the stent should be put in place by the practitioner to evaluate the performances of the device and check if there are any complications. During this monitoring, any suspicion of abnormality or of incorrect functioning of the device should lead to its removal and implementation of the appropriate treatment.
6. Proceed with caution during insertion and removal of the device. During insertion, stop immediately in the event of excessive resistance to progression of the device in the urethra.
7. Antibiotic prophylaxis is recommended before placement.
8. The use of the device with a magnetic resonance imaging (MRI) device has not been evaluated.
9. Do not use with a patient presenting with allergy or sensitivity to silicone.
10. Do not try to insert a urinary catheter (indwelling Foley catheter) in a patient fitted with this device. In case of acute urine retention, remove the device before insertion of an indwelling Foley catheter.

Instructions for use

The following instructions for use must be scrupulously followed in order to ensure correct functioning of the device and the safety of the patient.

Before use, check the integrity of the device and the correct position of all the elements. Ensure that:

1. The translucent flattener tube covers the wings of the prostatic and bulbar parts of the stent. The pink bumper of the flattener tube must be at the level of the three markers of the pusher tube. The safety and removal thread is correctly blocked in the Luer connection: a slight traction on this thread must show the absence of any mobilisation of the thread.
2. Instill a syringe of lubricating gel and local anaesthetic in the urethral meatus. Stretch the penis vertically and insert the 22 or 24FR bougie carefully so as to dilate the meatus and to check for the absence of urethral stenosis. Insert it until abutment of the tip of the bougie against the posterior wall of the bulbous urethra. Read the insertion on the graduated scale of the pusher tube.
3. After removal of the bougie, keep the penis vertically stretched and insert the device. When the pink bumper of the flattener tube is blocked against the urethral meatus, continue to glide the pusher tube inside the flattener tube while maintaining vertical traction of the penis.
4. Glide the device inside the urethra to the same depth as the one measured previously with the bougie. At this time, the operator feels the abutment of the device against the posterior wall of the bulbous urethra. When the operator feels progression is stopped, the stent is in the correct position. The stylet, the pusher tube and the flattener tube can be removed.
5. Still keeping the penis stretched vertically with the same hand, take hold of the pusher tube in the other hand and withdraw the Luer connector (between thumb and index so as to release the removal thread. Relieve the stylet and the pusher tube vertically.
6. Pull lightly on the removal thread which exceeds the urethral meatus. The perception of an elastic resistance enables to check that the prostatic tube is correctly in place. Its wings abut the striated sphincter of the urethra. If this is not the case, remove the device.
7. Cut the removal thread with a pair of sterile scissors leaving it to come out around 10 mm outside of the meatus.
8. Ask the patient to get up and urinate. The correct position and the correct functioning of the device are confirmed by the absence of leaks in getting down from the examination table or the bed and by the emission of clear urine.

Patient recommendations

It is advisable to explain to the patient using simple and understandable terms the appropriateness of informing his doctor if the patient experiences pain, presents with urinary disorders, fever, irritation of the bladder or any difficulty in urinating.

The practitioner who fits the device should inform the patient of the risks linked to the placement, wearing and removal of the device. He should inform the patient of the procedure to follow in case of anomaly and give the patient the card for users of the EXIME® stent, to keep in his wallet.

Removal:

- It is recommended to calibrate the urethral meatus using a 22FR/24FR bougie before removal to facilitate the passage of the wings of the prostatic tube through the urethral meatus.
- If the removal thread is visible at the meatus: first, take hold of the thread with forceps. Then, instill a syringe of lubricating gel and pull gently on the thread. The perception of resistance is normal at the beginning of removal: it corresponds to the crossing of the striated sphincter by the wings of the prostatic tube.
- If the removal thread is not visible at the urethral meatus: removal must be performed with a fibroscope and forceps for removal of foreign bodies. Progress inside the bulbous urethra and grab either the removal thread or the lower edge of the bulbar tube and remove the stent.
- In case of excessive resistance, stop the removal and determine the cause before continuing.

Conditions of use and storage

Store and transport in a normal environment, i.e., protected from extreme temperatures and humidity. Do not use if the sterility protection is damaged and/or open. Single-use device: the reuse of this device jeopardizes its safety, may generate dysfunction and may also lead to a cross-contamination. In this case, the manufacturer is relieved of any liability. Destroy after use in accordance with the regulation in force on infectious wastes.

Responsibilities and Guarantee

ROCAMED and its affiliates declare to the first-time buyer that reasonable care has been applied in the design and manufacture of this product. In the event of alleged damage, please take contact with ROCAMED and its affiliated companies. This limited warranty acts as any other express or implied warranty, including but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. The responsibility of ROCAMED and its affiliates under this warranty limited to the product will be limited to the replacement of the product if faulty. On no account may ROCAMED and its affiliates be held responsible for damage, whether direct, indirect and/or incidental resulting from the use and/or the manipulation of this device.

	Manufacturer : ROCAMED France – ZI de Signes Allée de Stockholm – 83870 Signes – FRANCE Tel. +33 494 902 100 Fax. +33 494 986 055	Distributed by ROCAMED S.A.M 9 Avenue Albert II, 98000 Monaco Tel: +377 97 98 42 43 Fax: +377 92 05 61 50 Email: info@rocamed.com
--	---	---

		This device is not made with natural rubber latex	CE marked on: 20 Sept 2013
Sterilized using ethylene oxide		Do not reuse	

FR

Lire attentivement toutes ces instructions avant utilisation.


Description du dispositif

Le futur urétral Rocamed est un dispositif stérile et à usage unique comportant deux parties tubulaires en silicone reliées par un fil de connexion. Le futur permet le drainage de l'urine hors de la vessie. Les deux parties du futur comportent verticalement sur chaque côté de la striation sphincter et évitent sa migration. Le futur est livré monté sur son dispositif d'insertion.

Le futur urétral Rocamed est destiné à un usage unique (30 jours maximum).

EXIME®-M : distance apex-coll vésical < 5 cm

EXIME®-L : distance apex-coll vésical : 5-7 cm.



1. Partie urétrale prostatique
2. Partie urétrale bulbaire du futur
3. Fil de connexion entre les deux parties
4. Ailettes stabilisatrices
5. Fil de sécurité et de retrait
6. Tube poussoir
7. Tube raboteur des ailettes
8. Butée du tube raboteur
9. Connexion Luer entre tube poussoir et stylet d'alignement.

Indications

Le futur urétral Rocamed est destiné au drainage de l'urine de la vessie par le canal de l'urètre chez l'homme adulte en rétention aiguë ou chronique d'urines.

Contre-indications

Infection de l'appareil génito-urinaire, hématurie macroscopique avec caillots, insuffisance du sphincter urinaire. Affections du système urinaire telles que sténose urétrale, fausse route urétrale, calculs vésicaux ou autres affections significatives pouvant affecter le fonctionnement normal du dispositif.

Ne pas utiliser après traitement par agent physique générateur d'œdème prostatique et éventuellement d'hématurie macroscopique (radiothérapie hypo-fractionnée, brachythérapie, ultrasons focalisés, thérapie micro-onde trans-urétrale...), tant que les urines ne sont pas redevenues claires (48h minimum).

Ne pas utiliser, quand de l'avis du médecin, une telle procédure serait contraire à l'intérêt supérieur du patient.

Complications possibles

Impériosités mictonnelles, jet faible, rétention aiguë d'urine, fuites urinaires, inflammation urétrale, lithase vésicale, hématurie, prostatite aiguë, orchépididymite, douleurs périnéales, infection urinaire, éjaculation rétrograde, et autres complications classiques liées à la pose de futeurs urétraux.

Événements indésirables

Les événements indésirables associés à l'usage de ce dispositif incluent, sans s'y limiter : migration, expulsion, incrustation du dispositif, rupture du fil de connexion entre les deux tubes du dispositif, rupture du fil de retrait, fausse route urétrale au moment de la pose du dispositif.

Précautions d'emploi

Les précautions d'emploi suivantes doivent être scrupuleusement suivies afin d'assurer la pose correcte et le bon fonctionnement du dispositif et la sécurité du patient :

1. La pose et retrait de ce dispositif sont réservés à des praticiens spécialisés en chirurgie urologique
2. Ne pas utiliser le dispositif si l'emballage est détérioré, compromettant l'intégrité de ce dernier et/ou sa stérilité.
3. Ne pas utiliser le dispositif s'il a dépassé la date limite d'utilisation.
4. Vérifier l'intégrité du dispositif avant toute utilisation. Ne pas l'utiliser en cas de suspicion sur son intégrité.
5. Après implantation, une surveillance régulière du futur devra être mise en place par le praticien afin d'évaluer les performances du dispositif et contrôler les éventuelles complications. Lors de cette surveillance, toute suspicion d'anomalie ou de mauvais fonctionnement du dispositif devra entraîner le retrait et le suivi en route de traitement approprié.
6. Agir avec précaution lors de l'insertion et du retrait du dispositif. Lors de l'insertion, arrêter immédiatement en cas de résistance excessive à la progression du dispositif dans l'urètre.
7. Une antibiothérapie est recommandée avant la pose.
8. L'utilisation de ce dispositif avec un dispositif d'imagerie par résonance magnétique (IRM) n'a pas été évaluée.
9. Ne pas utiliser chez un patient présentant une allergie ou une sensibilité à la silicone.
10. Ne pas tenter d'insérer un cathéter urinaire (sonde à demeure) chez un patient porteur de ce dispositif. En cas de rétention aiguë d'urine, retirer le dispositif avant la mise en place d'une sonde à demeure.

Mode d'emploi

Les précautions d'emploi suivantes doivent être scrupuleusement suivies afin d'assurer le bon fonctionnement du dispositif et la sécurité du patient

Avant utilisation, vérifier l'intégrité du dispositif et la bonne position de tous les éléments. S'assurer que :

1. Le tube raboteur recouvre les ailettes des parties prostatique et bulbaire du futur. La butée rose du tube raboteur doit être à la hauteur des trois repères du tube poussoir. Le fil de sécurité et de retrait est correctement bloqué dans le connecteur Luer : une légère traction sur ce fil doit montrer l'absence de toute mobilisation du fil.
2. Instiller une seringue de gel lubrifiant et anesthésique local dans le méat urétral. D'une main, étirer la verge verticalement. De l'autre main, insérer la bougie 22 ou 24FR avec précaution afin de calibrer le méat et vérifier l'absence de rétrécissement urétral. Insérer jusqu'à la butée de la bougie contre la paroi postérieure du bulbe urétral. Noter la profondeur d'insertion à l'aide de la graduation sur le tube poussoir.
3. Après retrait de la bougie, maintenir la verge étirée verticalement et insérer le dispositif. Lorsque la bougie, de couleur rose, du tube raboteur se bloque contre le méat urétral, continuer à faire glisser le tube poussoir à l'intérieur du tube bulbaire tout en maintenant la traction verticale de la verge.
4. Faire progresser le dispositif dans l'urètre jusqu'à la même profondeur mesurée au préalable avec la bougie. A ce moment l'opérateur ressent la butée du dispositif contre la paroi postérieure de l'urètre bulbaire. Au moment où l'opérateur ressent l'impossibilité de progresser, le futur est en bonne position. Le stylet, le tube poussoir et le tube raboteur peuvent être retirés.
5. Toujours en maintenant la verge étirée verticalement de la même main, saisir le tube poussoir de l'autre main et dévisser entre pouce et index la connexion Luer afin de libérer le fil de retrait. Retirer verticalement le stylet et le tube poussoir.
6. Tirer légèrement sur le fil de retrait qui dépasse du méat urétral. La perception d'une résistance élastique permet de vérifier que le tube prostatico est bien en place. Ses ailettes butent contre le sphincter strié de l'urètre. Si ce n'est pas le cas, retirer le dispositif.
7. Couper le fil de retrait avec une paire de ciseaux stériles en laissant sortir environ 10 mm en dehors du méat.
8. Demander au patient de se lever et d'uriner. La bonne position et le bon fonctionnement du dispositif sont confirmés par l'absence de fuites en descendant de la table d'examen ou du lit et par l'émission d'urine claire.

Remonstration patient

Il convient d'expliquer au patient à l'aide de termes simples et compréhensibles le bien-fondé d'informer leur médecin s'il éprouve des douleurs, présentent des urines troubles, de la fièvre, une irritation de la vessie ou toute difficulté à uriner.

Le praticien poseur du dispositif devra informer le patient des risques liés à la pose, au port et au retrait du dispositif. Il devra informer le patient de la procédure à suivre en cas d'anomalie et remettre au patient sa carte de porteur du futur EXIME. à conserver dans son portefeuille.

Retrait :

- Il est recommandé de calibrer le méat urétral à l'aide d'une bougie 22FR/24FR avant retrait afin de faciliter le passage des ailettes du tube prostatico à travers le méat urétral.
- Si le fil de retrait est visible au méat : saisir d'abord le fil avec une pince. Puis, instiller une seringue de gel lubrifiant et tirer doucement sur le fil. La perception d'une résistance est normale en début de retrait : elle correspond au franchissement du sphincter strié par les ailettes du tube prostatico.
- Si le fil de retrait n'est pas visible au méat urétral : le retrait doit être réalisé avec un fibroscope et une pince à corps étranger. Remonter dans l'urètre bulbaire et saisir soit le fil de retrait soit le bord inférieur du tube bulbaire et retirer le futur.
- En cas de résistance excessive, interrompre le retrait et déterminer la cause avant de poursuivre.

Conditions d'utilisation et de stockage

Stockage et transport dans un environnement normal, c'est-à-dire, protégé de températures et d'humidités extrêmes. Ne pas utiliser si le protecteur de stérilité est endommagé et/ou ouvert. Dispositif à usage unique / la réutilisation de ce dispositif remet en cause sa stérilité, peut générer des dysfonctionnements et peut également conduire à une contamination croisée. Le fabricant est déchargé de toute responsabilité dans ce cas. Détruire le dispositif après usage en respectant la réglementation sur les déchets à risques infectieux en vigueur.

Responsabilités et Garantie

ROCAMED et ses sociétés affiliées déclarent au premier acheteur que des soins raisonnables ont été appliqués dans la conception et la fabrication de ce produit. En cas de dommages présumés, merci de prendre contact avec ROCAMED et ses sociétés affiliées. Cette garantie limitée fait office de toute autre garantie, expresse ou implicite, y compris mais non limitée à toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. La responsabilité de ROCAMED et ses sociétés affiliées en vertu de cette garantie limitée ou produit sera limitée ou remplacement du produit si affecté par un défaut de fabrication ou de conception. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages directs, indirects et/ou accessoires résultant de l'utilisation et/ou de la manipulation du présent dispositif.

ES

Leer atentamente las instrucciones antes de su uso.


Descripción del dispositivo

El tutor urtral Rocamed es un dispositivo estéril y de solo uso que contiene dos partes tubulares de silicona conectados por un hilo de conexión. El tutor permite el drenaje de la orina fuera de la vejiga. Los dos partes del tutor incluyen aletas estabilizadoras para estabilizar cada lado del esfínter estriado y evitar su desplazamiento. El tutor se suministra instalado en su dispositivo de inserción.

El tutor urtral Rocamed está destinado para un solo uso (máximo 30 días).

EXIME®-M : distancia ápice-cuello vesical < 5 cm

EXIME®-L : distancia ápice-cuello vesical: 5-7 cm



1. Parte uretral prostática
2. Parte uretral bulbar del tutor
3. Hilo de conexión entre las dos partes
4. Aletas estabilizadoras
5. Hilo de seguridad y de extracción
6. Tubo pulsador
7. Tubo molinete de las aletas
8. Tapa del tubo molinete
9. Conexión Luer entre tubo pulsador y estilete de alineación.

Indicaciones

El tutor urtral Rocamed está destinado al drenaje de la orina de la vejiga por el canal de la uretra en el hombre adulto que sufre retención aguda de orina o retención urinaria crónica.

Contraindicaciones

Infección del aparato genitourinario, hematuria macroscópica con presencia de coágulos, insuficiencia del esfínter urinario. Enfermedades del sistema urinario tales como estenosis uretral, falsa vía uretral, cálculos vesicales u otras enfermedades significativas que puedan afectar el funcionamiento normal del dispositivo.

No usar después de tratamiento por agente físico generador de edema prostático y eventualmente de hematuria macroscópica (radioterapia hipofraccionada, braquiterapia, ultrasonidos focalizados, termoterapia transuretral por microondas...), hasta que la orina vuelva a ser clara (mínimo 48h).

No usar cuando, a juicio del médico, tal procedimiento sería contrario al interés superior del paciente.

Complicaciones posibles

Incontinencia imperiosa, chorro de poca presión, retención aguda de orina, inflamación uretral, litias vesical, hematuria, prostatitis aguda, orquiepididimitis, dolores perineales, infección urinaria, eyaculación retrógrada, y otras complicaciones clásicas relacionadas con la implantación de tutores uretrales.

Efectos adversos

Los efectos adversos asociados al uso de este dispositivo incluyen, sin limitarse a ello : desplazamiento, expulsión, incrustación del dispositivo, ruptura del hilo de conexión entre los dos tubos del dispositivo, ruptura del hilo de extracción, falsa vía uretral en el momento de la implantación del dispositivo.

Precauciones de uso

Las siguientes precauciones de uso deben ser cuidadosamente respetadas con el fin de garantizar la implantación correcta y el buen funcionamiento del dispositivo y la seguridad del paciente :

1. La inserción y la extracción de este dispositivo están reservadas a médicos especialistas formados en cirugía urológica.
2. No usar el dispositivo si el embalaje está deteriorado, poniendo en peligro la integridad de este último y/o su calidad de estéril.
3. No usar el dispositivo si excede la fecha límite de utilización.
4. Verificar la integridad del dispositivo antes de que dicho producto se utilice. No usar en caso de sospecha en su integridad.
5. Después de la implantación, se debe aplicar una observación médica constante del tutor para evaluar la efectividad del dispositivo y controlar las eventuales complicaciones. Durante esta observación médica, cualquier sospecha de anomalía o mal funcionamiento del dispositivo será indicación de remoción de este y el inicio de la aplicación del tratamiento apropiado.
6. Se deben tomar medidas de precaución durante la inserción y la extracción de dispositivo. Durante la inserción, detener inmediatamente en caso de resistencia excesiva al avance del dispositivo en la uretra.
7. Una antibioticoterapia es recomendada antes de la inserción.
8. La utilización de este dispositivo con un dispositivo de imagen por resonancia magnética (IRM) no ha sido evaluado.
9. No utilizar en paciente que refiere alergia o sensibilidad a la silicona.
10. No intente insertar un catéter urinario (sonda interna o permanente) en un paciente portador de este dispositivo. En caso de retención aguda de orina, retirar el dispositivo antes de la inserción de una sonda permanente.

Instrucciones de uso

Las siguientes precauciones de empleo deben ser cuidadosamente respetadas con el objetivo de garantizar el buen funcionamiento del dispositivo y la seguridad del paciente.

Antes de utilizar, verificar la integridad del dispositivo y la correcta posición de todos los elementos. Se asegurará de que:

1. El tubo molinete recubre las aletas de las partes prostática y bulbar del tutor. El tope rosado del tubo molinete debe estar a la altura de las tres marcas del tubo pulsador. El hilo de seguridad y de extracción está debidamente bloqueado en el conector Luer : una leve tracción en este hilo debe indicar ninguna movilización del hilo.
2. Instilar una jeringa de gel lubricante y anestésico local en el meato uretral. Con una mano, estirar el pene verticalmente. Con la otra mano, introducir la sonda 22 o 24FR con precaución para calibrar el meato y verificar la ausencia de estrechamiento uretral. Introducir hasta el tope de la sonda contra la pared posterior del bulbo uretral. Anotar la profundidad de inserción mediante la escala graduada en el tubo pulsador.
3. Después del retiro de la vaina, mantener el pene estirado verticalmente e insertar el dispositivo. Cuando el tope, de color rosado, del tubo molinete se bloquea contra el meato uretral, continuar deslizando el tubo pulsador al interior del tubo molinete manteniendo a la vez la tracción vertical del pene.
4. Retirar el dispositivo en la uretra hasta la misma profundidad medida previamente con la sonda. En este momento el cirujano percibe el tope del dispositivo contra la pared posterior de la uretra bulbar. En el momento en que el cirujano experimenta la imposibilidad de avanzar, el tutor está en posición correcta. El estilete, el tubo pulsador y el tubo molinete pueden ser retirados.
5. Manteniendo siempre el pene estirado verticalmente con la misma mano, tomar el tubo pulsador con la otra mano y desatornillar entre el dedo pulgar y el índice la conexión Luer para liberar el hilo de retirada. Retirar verticalmente el estilete y el tubo pulsador.
6. Tirar suavemente del hilo de remoción que sale del meato uretral. La percepción de una resistencia elástica permite verificar que el tubo prostatico está bien posicionado. Sus aletas se apoyan contra el esfínter estriado de la uretra. Si este no es el caso, retirar el dispositivo.
7. Cortar el hilo de remoción con una tijera estéril dejando sobresalir aproximadamente 10 mm fuera del meato.
8. Solicitar al paciente ponerse de pie y orinar. La correcta posición y el buen funcionamiento del dispositivo se confirman por la ausencia de fugas al bajar de la mesa de examen médico o de la cama y por la emisión de orina clara.

Recomendaciones para pacientes

Conviene explicar al paciente mediante términos simples y comprensibles que es pertinente informar a su médico si sufre dolores, presenta orina turbia, fiebre, irritación de la vejiga o cualquier dificultad para orinar.

El médico operador del dispositivo deberá informar al paciente los riesgos derivados de la instalación, de ser paciente portador del dispositivo y del retiro de este. Deberá indicar al paciente el procedimiento a seguir en caso de anomalía y hacer entender al paciente de su tarjeta que lo identifica como portador del tutor EXIME, para guardar en su billetera.

Extracción :

- Se recomienda calibrar el meato mediante una vaina 22FR/24FR antes de la extracción para facilitar el paso de las aletas del tubo prostatico a través del meato uretral.
- Si el hilo de remoción es visible en el meato : tomar el hilo con una pince. Instilar una jeringa de gel lubricante y tirar suavemente del hilo. La percepción de una resistencia es normal al inicio de la retirada: corresponde al paso del esfínter estriado por las aletas del tubo prostatico.
- Si el hilo de remoción no es visible en el meato uretral : la extracción debe efectuarse con un fibroscopio y una pincza para cuerpo extraño. Subir a la uretra bulbar y tomar sea el hilo de remoción sea el borde inferior del tubo bulbar y retirar el tutor.
- En caso de resistencia excesiva, interrumpir la extracción y determinar la causa antes de proseguir.

Condiciones de uso y de almacenamiento

Almacenamiento y transporte en un medioambiente normal, esto es, protegido de temperaturas y de humedad extremas. No usar si el protector de esterilidad está dañado y/o abierto. Dispositivo para un solo uso: la reutilización de este dispositivo cuestiona su esterilidad, puede causar mal funcionamiento y puede, igualmente, conducir a una contaminación cruzada. El fabricante se desliga de toda responsabilidad en este caso. Destruir después de uso respetando las disposiciones legales vigentes sobre residuos clínicos.

Responsabilidades y Garantía

ROCAMED y sus sociedades afiliadas declaran al primer comprador que se aplicaron cuidados prudentes en la concepción y en la fabricación de este producto. En caso de daños presuntos, agradeceremos contactar con ROCAMED y sus sociedades afiliadas. Esta garantía limitada excluye cualquier otro garantía, expresa o implícita, incluyendo pero no limitando a toda garantía implícita de calidad marchanda o de adecuación para un uso particular. La responsabilidad de ROCAMED y sus sociedades afiliadas en virtud de esta garantía limitada al producto será limitada al reemplazo del producto si este estuviese defectuoso. En ningún caso, ROCAMED y sus sociedades afiliadas podrán ser consideradas como responsables de daños directos, indirectos y/o colaterales que resulten del uso y/o de la manipulación del presente dispositivo.

PT

Leia atentamente as instruções antes da utilização.

Descrição do dispositivo


O endoprotésis Rocamed é um dispositivo estéril e de utilização única, tendo duas partes tubulares de silicone conectadas por um fio de conexão. A endoprotésis permite a drenagem da urina para fora da bexiga. Ambas as partes da endoprotésis têm aletas para garantir a estabilidade em ambos os lados do esfíncter estriado e impedir a migração.

A endoprotésis é fornecida montada no seu dispositivo de inserção.

A Endoprotésis Uretral Rocamed destina-se à utilização única temporária (30 dias no máximo).

EXIME®-M : distância ápex-colo vesical < 5cm.

EXIME®-L : distância ápex-colo vesical: 5-7cm.



1. Parte uretral prostática
2. Parte uretral bulbar da endoprotésis
3. Fio de conexão entre as duas partes
4. Aletas de estabilização
5. Fio de segurança e de remoção
6. Tubo propulsor
7. Tubo de recolla das aletas
8. Extremidade do tubo de recolla
9. Conexão Luer entre o tubo propulsor e o estilete de alinhamento.

Indicações

A endoprotésis uretral Rocamed destina-se à drenagem da urina da bexiga pela uretra em homens adultos com retenção aguda ou crônica de urina.

Contraindicações

Infecção do aparelho urinário, hematuria macroscópica com coágulos, insuficiência do esfíncter urinário. Afecções do sistema urinário tais como estenose uretral, falsa via uretral, cálculos vesicais ou outras afecções significativas podem afetar o funcionamento normal do dispositivo.

Não utilizar após o tratamento com agente físico gerador de edema prostático e, possivelmente, de hematuria macroscópica (radioterapia hipofracionada, braquiterapia, ecografia focalizada, termoterapia transuretral por micro-ondas...), desde que a urina não esteja novamente límpida (mínimo de 48h).

Não utilizar, quando na opinião do médico, tal procedimento seja contrário aos melhores interesses do doente.

Complicações possíveis

Impedâncias urinárias, jato fraco, retenção aguda de urina, vazamento urinário, inflamação uretral, cálculos na bexiga, hematuria, prostatite aguda, orquiepididimite, dor perineal, infecção urinária, ejaculação retrógrada e outras complicações clássicas relacionadas à instalação de endoprotésis uretrais.

<

