


JFil® & MiniJFil®

La Nuova Generazione di Stent Ureterali Senza Loop Vescicale



MiniJFil®

JFil®

⇒ ⇒ ⇒ ENDO-UROLOGIA






Indications:

	Tempo di permanenza	Dilatazione pre-operatoria	Calcolo ostruttivo dell'UPJ	Calcolo non ostruttivo
JFil®	Fino a 12 mesi	✓	✓	✓
MiniJFil®	Fino a 12 mesi	✓	X	✓

➔ **Eccellente dilatazione dell'uretere grazie ai fili**



Pubblicazioni:

Changing the double pigtail stent by a new suture stent to improve patient quality of life: A prospective study.

B. Vogt et al. World Journal of Urology 2015, 33(8):1061-8.

MiniJFil®: A new safe and effective stent for a well-tolerated repeated extracorporeal shockwave lithotripsy or ureteroscopy for medium-to-large kidney stones?

B. Vogt et al. Nephro-Urology Monthly 2016, 13;8(5):e40788.

Advances in ureteral stent development.

B.H. Chew et al. Current Opinion in Urology 2016, 26(3):277-82.

Prevention and treatment of symptoms associated with indwelling ureteral stents: A systematic review.

P. Betschart et al. International Journal of Urology 2017, 24(4):250-9.

Ureteral stents in urolithiasis.

M. Beysens et al. Asian Journal of Urology 2018, 5(4):274-86.

KIT - Con Filo guida Rigido in Nitinol

Codice prodotto	Descrizione	Ø (Fr)	Lughezza (mm)	Filo Guida
ROJV0708ST	JFil® - Stent Ureterale Con Filo	7	80	Ø 0,035i Nitinol RIGIDO
ROJV0716ST	JFil® - Stent Ureterale Con Filo	7	160	
ROJV0500ST	MiniJFil® - Stent Ureterale Con Filo	4,8	-	

Kit composition (1 unit / box) : Stent Ureterale con filo in PU
Posizionatore connettabile con anello radiopaco (posizionatore semplice 70 cm solo per ROJV0500ST)
Filo Guida RIGIDO Idrorepellente Ø 0.035i

ECO KIT - Senza Filo

Codice prodotto	Descrizione	Ø (Fr)	Lughezza (mm)	Filo Guida
ROJV0708ST	JFil® - Stent Ureterale Con Filo ECO KIT	7	80	NO
ROJV0716ST	JFil® - Stent Ureterale Con Filo ECO KIT	7	160	
ROJV0500ST	MiniJFil® - Stent Ureterale Con Filo ECO KIT	4,8	-	

Kit composition (1 unit / box) : Stent Ureterale con filo in PU
Posizionatore connettabile con anello radiopaco, senza Filo Guida

MKG-FY-JFIL&MINIJFIL-IT-02

Realizzato da FOCALYS. Le illustrazioni di questo documento non sono contrattuali. ROCAMED si riserva il diritto di cambiare le specifiche del prodotto senza preavviso.

Per maggiori informazioni visita www.rocamed.com