


KOBOT™

Estrattore per Calcoli Renali in Nitinol Senza Punta

- Kobot è una gamma di Estrattori di Calcoli Renali in linea con il concetto di Cobot. Questi vogliono essere degli strumenti diversificati, efficaci ed integrali al lavoro di chirurghi e caposala al fine di massimizzare le prestazioni.
- Criterium Handle: un'innovativa impugnatura ergonomica con sistema di chiusura assistita per un'agevole cattura, controllo ed estrazione dei frammenti.



➤ ➤ ➤ ENDO-UROLOGIA




KOBOT TIPLESS

- 4 fili




⇒ KOBOT™ CRITERIUM HANDLE

Disponibile con chiusura assistita



KOBOT SIX

- 6 fili




KOBOT FILTER

- 4/16 fili



KOBOT MITT

- 3 fili



⇒ PUNTA FLESSIBILE MIGLIORATA

Per una maggior deflessione dell'endoscopio

Tutti forniti con adattatore Tuohy-Borst



Informazioni per ordinare

Codice prodotto	Diametro (Fr)	Fili	Lunghezza operativa (cm)	Basket Ø (mm)	Lunghezza Basket (mm)	Descrizione
ROSZ1930ST	1.9	4	120	12	17.5	Kobot Tipless - impugnatura criterium
ROSZ1940ST	1.9	4	120	12	17.5	Kobot Tipless - impugnatura criterium con chiusura assistita
ROKT1800ST	1.8	4/16	120	14	18	Kobot Filter - impugnatura criterium
ROKS1700ST	1.7	6	120	10	15	Kobot Six - impugnatura criterium
ROKM1900ST	1.9	3	120	10	10	Kobot Mitt - impugnatura criterium

MKG-FY-KOBOT-IT-03
Realizzato da FOCALYS. Le illustrazioni di questo documento non sono contrattuali. ROCAMED si riserva il diritto di cambiare le specifiche del prodotto senza preavviso.

Per maggiori informazioni visita www.rocamed.com