


ROCAMED 

EndoFlow™ II in Ginecologia

Isteroscopia e Laparoscopia



- ⇒ Utilizzo intuitivo
- ⇒ Auto-regolazione e gestione accurata della pressione



⇒ ⇒ ⇒ GINECOLOGIA

www.rocamed.com



EndoFlow™ II

NUOVA GENERAZIONE,
UN SISTEMA UNICO DI GESTIONE DEI FLUIDI

➔ **GESTIONE PRECISA DELLA PRESSIONE**

- Auto-regolazione
- No effetto pulsazione

➔ **UTILIZZO SEMPLICE E INTUITIVO**


➔ **PRESSIONE SOTTO CONTROLLO**

- Tubi con chip RFID di identificazione

➔ **SACCA RISCALDATA E MANTENUTA A 38° ±2**




Identificazione RFID



IRRIGAZIONE AD ALTE PRESTAZIONI




MANIPOLO:

- Pistone rosso per controllo l'aspirazione
- Regolazione libera della pressione
- Utilizzabile con entrambe le mani



SONDE:

- Eccellente diffusione dei liquidi
- Trattamento isolante
- Senza DEHP e Ftalati



SET TUBI PER LAPAROSCOPIA

Codice prodotto	Descrizione	N. Punta
SOLA0533ST12	Manopola e sonda ø 5mm - L. 330mm	1 punta
SOLA1033ST12	Manopola e sonda ø 10mm - L. 330mm	1 punta

SET TUBI PER ISTEROSCOPIA

Codice prodotto	Descrizione	N. Punta
SOHY9102ST12	Tubi aspirazione (innesto a pressione)	1 punta

MKG-FY-MEN-GYNECO-IT-01
Realizzato da FOCALYS. Le illustrazioni di questo documento non sono contrattuali.
ROCAMED si riserva il diritto di cambiare le specifiche del prodotto senza preavviso.

Per maggiori informazioni visita www.rocamed.com