


PerkX

Estrattore di Calcoli Coassiale per PCNL




➤ Ottimo per rimuovere facilmente grossi frammenti durante procedure di PCNL


➤ ➤ ➤ ENDO-UROLOGIA



- » **FILI PIATTI IN NITINOL**
Eccellente memoria e flessibilità



- » **BASKET SENZA PUNTA**
Trauma e sanguinamento minimi



- » **ESTRATTORE DI CALCOLI COASSIALE**
Rivestito in PTFE



- » **IMPUGNATURA ERGONOMICA**
Con adattatore Tuohy-Borst, permette l'introduzione di Fibre da 272µm max

Informazioni per ordinare

Codice prodotto	Fr	Lunghezza (cm)	Basket Ø (mm)
ROKP1001ST	10	38	20

MKG-FY-PERKX-IT-01
Realizzato da FOCALYS. Le illustrazioni di questo documento non sono contrattuali.
ROCAMED si riserva il diritto di cambiare le specifiche del prodotto senza preavviso.

Per maggiori informazioni visita www.rocamed.com