



ROCAMED 





RIO TRACER™



» » » ENDO-UROLOGIA

www.rocamed.com





➔ Punta Flessibile e Idrofilica

Facilita il passaggio oltre le ostruzioni e supera anatomie complesse

➔ Nucleo Rigido in Nitinol

Un corpo resistente al Kinking per un controllo rafforzato

➔ Rivestimento in PTFE


La superficie in PTFE facilita l'avanzamento della guida

➔ Pattern a righe Blu e Gialle

Progettata per fornire una chiara visualizzazione endoscopica del movimento del filo

➔ Punta Radiopaca Saturata di Bario

Migliora la Visualizzazione Fluoroscopica



Ordering Informations

Codice Prodotto	Ø (inches)	Lunghezza (cm)	Punta distale (3cm)
ROWR3502ST	Ø 0,035	150	Flessibile e Idrofilica

MKG-FY-MEN-RIOTRACER-IT-00
Realizzato da FOCAO'S. Le illustrazioni di questo documento non sono contrattuali.
ROCAMED si riserva il diritto di cambiare le specifiche del prodotto senza preavviso.

Per maggiori informazioni visita www.rocamed.com