

SIRIUS


60W LASER FIBRA A TULLIO



CALCOLI & BPH

- EMISSIONE AD ALTISSIMA FREQUENZA
- BASSA RETROPULSIONE
- LITOTRISSIA EFFICACE
- OTTIME CAPACITÀ DI TAGLIO E ABLAZIONE





SIR

SOLUZIONE PER CALCOLI

Ridotta Dimensione della
Polvere



Bassa Retropulsione



Emissione ad Altissima Frequenza




Design Compatto




Livelli di run

FIBRE
Monouso & Riutilizzabili



**INTERRUTTORE
A PEDALE**

IUS



SOLUZIONE PER BPH



BPH



Emostasi



Tessuti Molli




Installazione Elettrica Standard





more ridotti

DISPLAY INTUITIVO



SIRIUS

SOLUTION



Informazioni Tecniche

Tipo di laser	Laser Fibra al Tulio
Lunghezza d'Onda	1940 nm \pm 20nm
Potenza in Uscita	60 Watts
Energia/Impulso	Up to 6J
Modalità di Funzionamento	Pulsato e CW
Funzione Tempo	Pulsato e CW
Durata Impulso	Fino a 15ms
Frequenza	Fino a 2500 Hz
Potenza di Picco	Fino a 500W

Informazioni per Ordinare

Codice prodotto	Descrizione
MS01	SIRIUS - Laser Medicaale al Tulio 60W
FIBERS	Monouso e Riutilizzabili

For more information visit www.rocamed.com



Rocamed SAM
9 avenue Albert II
98000 Monaco



(+377) 97 98 42 32



info@rocamed.com



www.rocamed.com