


# TraxerFlow™ II

Sistema di Irrigazione



EndoFlow™ II  
Camera Singola & Doppia

⇒ ROTATING



⇒ NEW TUOHY-BORST




⇒ ⇒ ⇒ UROLOGIA





## TraxerFlow™ Dual Port

- **CAMERA DI PRESSIONE**
  - La valvola anti-riflusso impedisce il riflusso del fluido
- **POMPA MANUALE**
  - Fornisce flusso extra per pulire il campo operatorio
- **CONNESSIONE LUER LOCK**
  - Si aggancia al dispositivo e previene le perdite
- **PROLUNGA TUBO RIMOVIBILE**
  - Consente al chirurgo di utilizzare la pompa da solo o con il supporto di un assistente.
- **TUBO BLU TRASPARENTE**
  - Permette di vedere la soluzione fisiologica



### SISTEMA A GRAVITÀ

Codice prodotto	Descrizione
ONGT2000ST12	TraxerFlow DUAL PORT Sistema di Irrigazione per Ureterosopia Laser



Compatibile con tutte le principali marche di endoscopi

### CON ENDOFLOW II

Codice prodotto	Descrizione	
SOUR9107ST12	TraxerFlow Sistema di Irrigazione per Ureterosopia Laser	1 punta
SOUR9207ST12	TraxerFlow Sistema di Irrigazione per Ureterosopia Laser	2 punte



MKG-FY-TFLOW-IT-00  
Realizzato da FOCALYS. Le illustrazioni di questo documento non sono contrattuali. ROCAMED si riserva il diritto di cambiare le specifiche del prodotto senza preavviso.

Per maggiori informazioni visita [www.rocamed.com](http://www.rocamed.com)